

GESUNDHEITSSCHUTZ & SICHERHEIT

PRODUKT KATALOG

Erste Hilfe und Arbeitsschutz für Betriebe – auf Basis der neuen
ÖNORM Z 1020:2025.

WARUM DIESER KATALOG

Die richtige Ausstattung in der Tasche



TIRO-MED HANDELSAGENTUR

INHALT

In diesem Katalog enthalten

Über uns	01
Abo Modell	03

Basisset

01 Ö-Norm	07
02 Zusatzprodukte	13
03 Pflaster-Sortiment	15

Büro

01 Pflastersortiment und Pflasterstationen	19
---	----

Industrie und Lagerstätten

01 Verbrennungen in der Halle	27
02 Blutungen durch Schnitte	31
03 Sicherheit für die Augen	33
04 Zusätzliche Pflasterstationen	40
05 Gehörschutz, Splitter, Bergung	41

Gastronomie und Hotellerie

01 Sicherheit für die Augen	45
02 Pflaster für die Küche	49
03 Verbrennungen in der Küche	51

ÜBER UNS

Tiro-Med Handelsagentur

Von Klagenfurt am Wörthersee aus betreuen wir Erste-Hilfe-Einrichtungen, persönliche Schutzausrüstung und Verbandsmaterial in ganz Österreich. Die Geschichte des Hauses reicht Jahrzehnte zurück. 2026 hat Nicola Köfler den Betrieb übernommen und führt ihn als Familienunternehmen weiter.

Vertrieb und Wartung in ganz Österreich, weil Sicherheit keine Bundesländer kennt.

WAS IHR BETRIEB BEI JEDER KONTROLLE ERFÜLLEN MUSS

1

Kästenanzahl

Die Zahl richtet sich nach der Beschäftigtenzahl und nach der Erreichbarkeit: Jeder Arbeitsplatz muss in höchstens drei Minuten versorgt sein. Weit verteilte Hallen und Außenstellen brauchen deshalb mehrere Stationen statt eines Koffers.

2

Kennzeichnung

Jeder Kasten wird mit dem weißen Kreuz auf grünem Grund gekennzeichnet und muss von Weitem sichtbar sein. Führt der Weg um eine Ecke, gehören Hinweisschilder dazu.

3

Wartung

Mit der neuen Ö-Norm gilt ein Prüfindervall von mindestens einem Jahr. Wir übernehmen das: Bei jedem Termin schauen wir auf Vollständigkeit und Ablaufdaten und tauschen, was fällig ist.

Unsere drei Top-Produkte

Drei Produkte decken die meisten Anfragen ab – eines für den Koffer an der Wand, eines für den Arbeitsplatz und eines für die Augen.



PFLICHT IM BETRIEB

Erste-Hilfe-Koffer

Art.-Nr. 2137

Nach ÖNORM Z 1020:2025 in Typ 1 und Typ 2. Ab 2027 gilt nur noch die neue Fassung – Details ab Seite 10.



AM ARBEITSPLATZ

Salvequick Pflasterspender

Art.-Nr. 2090

Pflaster immer in Reichweite. Kein Schwund, keine Verunreinigung – mehr ab Seite 22.



FÜR DIE AUGEN

Cederroth Eye Wash Cabinet

Art.-Nr. 2148

Gepufferte Spüllösung, wirksamer als Kochsalzlösung bei Säure- und Alkalispritzern – mehr ab Seite 48.

ABO-MODELL

Erste-Hilfe-Kästen im Abo

NEU
AB
2027

Unsere Erste-Hilfe-Abokästen für Büros, Verwaltung und Praxen. Wir tauschen Ihre Kästen, bevor die Produkte ablaufen. Sie selbst kontrollieren nichts und bestellen nichts nach.

29 € netto

pro Kasten und Jahr

VORAUSSETZUNGEN

Der Multikasten wurde bei uns gekauft.

Der Kasten ist und bleibt verplombt.

IM ABO ENTHALTEN

Der Austausch der abgelaufenen Produkte sowie die Lieferung sind kostenfrei.

WIRD EXTRA VERRECHNET

Ist die Plombe geöffnet und fehlen Produkte, werden diese gesondert in Rechnung gestellt.

01 Verplombt geliefert

Sie erhalten den Kasten fertig bestückt und versiegelt.

02 Wir tauschen


Wir bringen einen neuen Kasten und nehmen den alten mit. Dieser wird bei uns erneut bestückt und wieder in Umlauf gebracht.

03 Fertig

Kein Aufwand für Sie als Kunde. Alles immer auf dem neuesten Stand.

BASIS- SET

Was jeder österreichische Betrieb braucht: eine normgerechte Erste-Hilfe-Ausstattung, ein verlässliches Pflastersortiment und der Nachweis, dass beides geprüft ist.



A hand is holding a small, curved, light-colored card with a form. The form contains several rows of checkboxes and a small diagram of a human head in profile. The hand is positioned over the orange surface, with the thumb pointing towards the card.

Category	Item	Yes	No
Allgemein	Alter	☐	☐
	Sex	☐	☐
	Größe	☐	☐
	Gewicht	☐	☐
Medizinische Vorgeschichte	Bluthochdruck	☐	☐
	Diabetes	☐	☐
	Herz-Kreislauferkrankung	☐	☐
	Stoffwechselkrankheit	☐	☐
Medikation	Blutdruckmittel	☐	☐
	Blutzucker senkende Mittel	☐	☐
	Herzmittel	☐	☐
	Stoffwechselmittel	☐	☐



Notrufnummer 112
Notrufnummer 110
Notrufnummer 119

TIRO MED
Notrufnummer 112
Notrufnummer 110
Notrufnummer 119

ONORM Z 1020:2025
Notrufnummer 112
Notrufnummer 110
Notrufnummer 119

Notrufnummer 112
Notrufnummer 110
Notrufnummer 119

Notrufnummer 112
Notrufnummer 110
Notrufnummer 119

Notrufnummer 112
Notrufnummer 110
Notrufnummer 119

Notrufnummer 112
Notrufnummer 110
Notrufnummer 119

Notrufnummer 112
Notrufnummer 110
Notrufnummer 119

Notrufnummer 112
Notrufnummer 110
Notrufnummer 119

Notrufnummer 112
Notrufnummer 110
Notrufnummer 119

Notrufnummer 112
Notrufnummer 110
Notrufnummer 119

Notrufnummer 112
Notrufnummer 110
Notrufnummer 119

Notrufnummer 112
Notrufnummer 110
Notrufnummer 119

Notrufnummer 112
Notrufnummer 110
Notrufnummer 119

Notrufnummer 112
Notrufnummer 110
Notrufnummer 119

Notrufnummer 112
Notrufnummer 110
Notrufnummer 119

Notrufnummer 112
Notrufnummer 110
Notrufnummer 119

Notrufnummer 112
Notrufnummer 110
Notrufnummer 119

Notrufnummer 112
Notrufnummer 110
Notrufnummer 119

Notrufnummer 112
Notrufnummer 110
Notrufnummer 119

Notrufnummer 112
Notrufnummer 110
Notrufnummer 119

Notrufnummer 112
Notrufnummer 110
Notrufnummer 119

Notrufnummer 112
Notrufnummer 110
Notrufnummer 119

Notrufnummer 112
Notrufnummer 110
Notrufnummer 119

Notrufnummer 112
Notrufnummer 110
Notrufnummer 119

Notrufnummer 112
Notrufnummer 110
Notrufnummer 119

Notrufnummer 112
Notrufnummer 110
Notrufnummer 119

Notrufnummer 112
Notrufnummer 110
Notrufnummer 119

Notrufnummer 112
Notrufnummer 110
Notrufnummer 119

Notrufnummer 112
Notrufnummer 110
Notrufnummer 119

Notrufnummer 112
Notrufnummer 110
Notrufnummer 119

Die neue ÖNORM Z 1020:2025

Seit 1. Oktober 2025 gilt eine neue Fassung der ÖNORM Z 1020 für Verbandkästen in Arbeitsstätten und auf Baustellen. Die wichtigste Änderung betrifft nicht den Inhalt, sondern die Systematik: **Typ 1 und Typ 2 gibt es nicht mehr.**

BISHER

Zwei Koffertypen

Typ 1 mit 42 Teilen, Typ 2 mit 62 Teilen. Latexhandschuhe, keine Masken, keine Kältekompressen.

SEIT OKTOBER 2025

Ein einheitlicher Koffer

70 Teile für jeden Betrieb: vom Ein-Personen-Unternehmen bis zum Großbetrieb.
Mindestvolumen 12 Liter.

2027

Übergangsfrist bis 1. Oktober

Entfallen

- Fixierbinden 6 und 8 cm
- kohesive Fixierbinden
- Fingerlinge mit Halteband aus Leder
- einzelne Pflaster- und Verbandpäckchen.

Neu im Koffer

- FFP2-Masken
- Sofort-Kältekompressen
- Desinfektionstücher
- Nitril- statt Latexhandschuhe.

70

Teile in der
einheitlichen
Ausstattung

121

Mindestvolumen
des Koffers



Das muss laut Norm drin sein

Mindestmengen der einheitlichen Ausstattung nach ÖNORM Z 1020:2025. Alle Positionen führen wir auch einzeln als Nachfüllartikel.

Art.-Nr. 2137



Erreichbar in drei Minuten

Die Anzahl der Koffer richtet sich nicht mehr nur nach der Mitarbeiterzahl, sondern auch nach der Erreichbarkeit: max. drei Minuten bis zur Erstversorgung.

Dreiecktuch ÖNORM K 2122	3
Momentverband groß 10 cm × 3 m	4
Wundkompresse 10 × 10 cm	10
Elast. Mullbinde 10 cm × 4 m	6
Verbandtuch 40 × 60 cm	1
Fingerschnellverband 3 × 3 cm	5
Spule Heftpflaster 2,5 cm × 5 m	2
Splitterpinzette 8 cm	1
Pflasterstrips 1,9 × 6,0 cm	5
Desinfektionstuch	3
Pflasterschnellverband 6 × 10 cm	10
Sofort-Kältekompresse	2
Rettungsdecke 160 × 210 cm	3
FFP2-Maske	3
Verbandschere ÖNORM K 2121	1
Erste-Hilfe-Anleitung	1
Nitril-Einmalhandschuh groß	6
Inhaltsverzeichnis	1
Notfallbeatmungshilfe DIN 13154	3

Aufrüsten statt neu kaufen

Bestehende Koffer verlieren ihre Gültigkeit nicht. Solange das Material haltbar ist, ergänzen wir die neuen Positionen. Das ist günstiger als eine Neuanschaffung und in nur wenigen Minuten erledigt.



Update-Set für Typ 1

Art.-Nr. 2135

Ergänzt kleine Koffer auf die vollen 70 Teile: 1 Dreiecktuch, 4 Wundkompressen, 1 Heftpflaster, 4 Wundschnellverbände, 2 Rettungsdecken, 2 Beatmungshilfen, 2 Verbandpäckchen, 1 Verbandtuch, 4 Fixierbinden, 3 Fingerschnellverbände, 6 Nitrilhandschuhe, 3 Desinfektionstücher, 3 FFP2-Masken sowie 2 Kältekompressen. **Wichtig:** Der Koffer selbst muss ebenfalls auf mindestens 12 Liter vergrößert werden. Das kleinere Typ-1-Gehäuse allein reicht nicht mehr.



Update-Set für Typ 2

Art.-Nr. 2136

Der kurze Weg für den großen Koffer: 1 Rettungsdecke, 2 Beatmungshilfen, 2 Fixierbinden, 1 Verbandtuch, 6 Nitrilhandschuhe, 3 FFP2-Masken, 3 Desinfektionstücher sowie 2 Kältekompressen.

Komplette Nachfüllung 2025

Art.-Nr. 2138

Alle 70 Teile im Set für Koffer mit abgelaufenem Inhalt. Auch als komplett gefüllter Verbandkasten 2025 in Kunststoff.

Einzelartikel

Jede Norm-Position ist auch einzeln erhältlich – vom Dreiecktuch bis zur FFP2-Maske. So ersetzen wir nur, was fehlt.

Bei Neuanschaffung muss der Koffer ein Mindestvolumen von 12 Liter haben. Die ÖNORM Z 1020:2025 ist eine Empfehlung, die Bereitstellung von Erste-Hilfe-Material aber Pflicht (ASchG § 26, AStV § 39). Die alte Fassung bleibt bis 30. September 2027 gültig.

Im Fahrzeug

MITFÜHRPFLICHT

In jedem Kfz muss auf allen Fahrten ein Verbandzeug („Autoapotheke“, „Erste-Hilfe-Kasten“) mitgeführt werden, das zur Wundversorgung geeignet ist. Dieses muss in einem widerstandsfähigen Behälter staubdicht verpackt und gegen Verschmutzung geschützt sein. Die Mitführungspflicht trifft die Lenkerin/den Lenker.



FÜR MEHRSPURIGE FAHRZEUGE

Kfz-Verbandkasten

Art.-Nr. 2047

MATERIAL

PP-Kunststoff

INHALT

ÖNORM V 5101 in Folientasche

MASSE

255 × 80 × 166 mm

MEHRSPURIG HEISST

Mindestens zwei Achsen und drei Reifen, die in der Draufsicht mehrere Spuren nebeneinander hinterlassen

Seit 15. März 2026 gilt eine neue ÖNORM V 5101.

UNTERWEGS

Wandertasche

Art.-Nr. 2085

Wenn der Schulausflug das Gebäude verlässt, muss die Erste Hilfe mit.



MATERIAL

Wasserabweisendes Nylongewebe

TRAGEN

1 Umhängegurt und 1 Tragegriff, Tragegurt mit 3 Steckverschlüssen

VERSCHLÜSSE

Reiß- und 2 Klettverschlüsse

LIEFERUNG

Wahlweise leer oder gefüllt



PASSEND DAZU

Kinderpflaster

Art.-Nr. 2117

Für den Wandertag in Schule und Kindergarten. Ein buntes Pflaster tröstet schneller als ein hautfarbenes – und die Tasche ist damit auf ihre eigentlichen Träger eingestellt.

Unser Pflaster-sortiment

Die häufigste Verletzung im Betrieb ist die kleine Schnittwunde. Drei Salvequick-Refills decken fast jeden Arbeitsplatz ab.



01 Textil, elastisch

Art.-Nr. 2043

Dehnbares Gewebe, folgt Fingern und Gelenken.

40 Stück · 72×19 / 72×25 mm



02 Wasserfest

Art.-Nr. 2042

PE-Material, hält beim Händewaschen.

45 Stück · 72×19 / 72×25 mm



03 Detektierbar

Art.-Nr. 2128

Blaue Pflaster für den Lebensmittelbereich.

35 Stück · 72×19 / 72×25 mm

EIGENE MARKE

Verbandmaterial aus eigener Marke



Fingerstreifen

Art.-Nr. 2031


12 × 2 cm · 100 Stk.



Fingerkuppenverband

Art.-Nr. 2033

4 × 7 cm · 50 Stk.



Fingergelenksverband

Art.-Nr. 2034

3,8 × 7,5 cm · 50 Stk.



Pflasterset

Art.-Nr. 2051

Sortiment in gemischten Größen — für Koffer, Schublade und Werkzeugkiste.

BÜRO

Papierschnitte, Kaffeeverbrühungen, viele Hände an denselben Türgriffen. Der Bedarf im Büro ist klein, aber täglich. Hier zählt vor allem, dass Material ohne Umwege erreichbar ist.



Individuelle Pflaster

Art.-Nr. 2090

Beim Salvequick-System liegt jedes Pflaster einzeln in einer Schutzfolie und ist beim Herausziehen schon geöffnet.



Der Kunststoff in diesem Produkt besteht zu 98 % aus recyceltem Kunststoff.

Zwei Refills, ein Spender

Der Spender nimmt zwei Refills gleichzeitig auf. So bieten Sie textile und wasserfeste Pflaster parallel an.

Hygienisch – Einzelverpackung bis zur Anwendung.

Einhändig – funktioniert auch mit verletzter Hand.

Diebstahlgesichert – Nachfüllschlüssel bleibt beim Verantwortlichen.

Sichtbar – grüner Spender an der Wand statt Schublade.



Refill Textil

Art.-Nr. 2043

Elastisch, 40 Stück. Für Finger und Gelenke.



Refill wasserfest

Art.-Nr. 2042

PE-Material, 45 Stück. Hält beim Händewaschen.

Salvequick Pflasterspender

Im Salvequick Pflasterspender werden die Pflaster nach unten herausgezogen. So wird vermieden, dass die restlichen Pflaster durch Schmutz oder Blut verunreinigt werden. Salvequick Pflaster und Pflasterspender sind ein komplettes und extrem benutzerfreundliches System. Die Pflaster sind immer in Reichweite und einsatzbereit.



Pflasterspender Standard

Art.-Nr. 2090

Der Klassiker für Teeküche, Kopierraum und Empfang. Kommt gefüllt und ist dann nur noch nachzufüllen.



Wound Care Dispenser (Pflasterspender Plus)

Art.-Nr. 2146

Kombiniert Wundreiniger, eine vielseitige Pflasterauswahl und die wasserfeste, klebstofffreie Soft Foam Bandage Blue unter einer staubdichten Abdeckung.

Die Wunde reinigen. Darauf achten, dass sie nicht infiziert ist. Das Pflaster täglich wechseln.

Diese Produkte bestehen aus recyceltem Plastik.

Drei Schritte, die den Unterschied machen

Reinigen. Wundreiniger entfernt Schmutz, ohne zu brennen.

Abdecken. Pflaster passend zur Stelle und zur Tätigkeit.

Schützen. Soft Foam Bandage darüber, wenn weitergearbeitet wird.

Stellen Sie Ihren Pflasterspender individuell zusammen.

Sie entscheiden, welche Pflaster in welchen Fächern liegen. So liegt in der Küche etwas anderes bereit als in der Werkstatt.

PFLASTER

Textil	Art.-Nr. 2043
--------	---------------

Wasserfest	Art.-Nr. 2042
------------	---------------

Detektierbar	Art.-Nr. 2128
--------------	---------------

FINGERVERBÄNDE

Textil	Art.-Nr. 2177
--------	---------------

Wasserfest	Art.-Nr. 2179
------------	---------------

Detektierbar	Art.-Nr. 2178
--------------	---------------

Nachfüllen ohne Aufwand. Refills in Textil und wasserfest, Quick-Fix-Nachfüllung sowie Nachfüllpackungen für Wundreiniger und Soft Foam. Auf Wunsch liefern wir im festen Intervall.

Cederroth Wound Care Dispenser

Art.-Nr. 2146

Ein Spender für die gesamte Erstversorgung kleiner Wunden: Salvequick Wundreiniger zum Reinigen, Pflaster in mehreren Ausführungen zum Abdecken und die Soft Foam Bandage Blue zum Fixieren – alles hinter einer staubdichten Abdeckung, alles einhändig zu entnehmen.



- Wundreiniger auf Wasserbasis, alkoholfrei
- Soft Foam Bandage ohne Klebstoff, haftet nur an sich selbst
- Bildanleitung am Gerät, keine Einschulung nötig
- Einzeln nachfüllbar, kein Komplettaustausch



Wundreiniger

Art.-Nr. 2045

Einzeltücher, auch als Savett-Nachfüllung. Salvequick Wundreiniger sind der praktische Ersatz für Watte und Wundreinigerlösung. Praktisch und benutzerfreundlich. Die Reinigungslösung besteht aus einer sterilen, physiologischen Kochsalzlösung.



Soft Foam Bandage

Art.-Nr. 2044

2 m x 6 cm, wasserfest, klebstofffrei. Selbsthaftender Schnellverband für kleinere Wunden an Fingern, Händen, Armen und Beinen – haftet nur an sich selbst, nicht an Haut oder Haaren, und sitzt auch bei Kälte, Hitze und Trockenheit.



Sprühpflaster

Art.-Nr. 2041

Atmungsaktives, wasserabweisendes Sprühpflaster. Transparenter Film schützt kleine Wunden, wie z.B. Schnitt- und Schürfwunden vor Schmutz und Keimen.

INDUSTRIE UND LAGERSTÄTTEN

Schweißen, Schleifen, Stapler. Hier sind die Verletzungen anders: Verbrennungen, Funkenflug, starke Blutungen und Späne unter der Haut.



Cederroth First Aid & Burn Station

Art.-Nr. 2143

Die Wandstation für Betriebe mit erhöhtem Verbrennungs- und Verbrühungsrisiko: Schweißerei, Metallbau, Lackiererei, Chemie, Großküche. Blutstillung und Brandwundenversorgung an einem Ort.



LIEFERUMFANG

Inhalt Burn Station

Cederroth 4-in-1 Blutstiller	2
Cederroth 4-in-1 Mini Blutstiller	3
Cederroth Burn Gel Dressing	2×2
Cederroth Burn Gel, 100 ml	1
Soft Foam Dispenser mit Soft Foam Blue, 2 m × 6 cm	1
Salvequick Pflasterspender, gefüllt	1
Salvequick Wundreiniger	20
Beatmungsmaske	1
Erste-Hilfe-Anweisung	1
Nachfüllschlüssel und Bohrschablone	1
Burn Cover in einer Verpackung	10

Gegen Verbrennungen

Entscheidend ist die erste Minute. Cederroth Burn Gel führt die Wärme sofort ab, lindert den Schmerz und verhindert, dass die Hitze tiefer ins Gewebe eindringt.



Burn Gel Dressing 10 × 10

Art.-Nr. 2147

Burn Dressing sorgt für schnelle Kühlung und effektive Schmerzlinderung bei Brandwunden. Die Kälte lindert den Schmerz und verhindert, dass die Verletzung in tiefere Hautschichten eindringen kann. Zudem beschleunigt Burn Dressing den Heilungsprozess.



Burn Gel Dressing 20 × 20

Art.-Nr. 2152

Großformatig für Brandwunden bis 20 × 20 cm — Unterarm, Oberschenkel, Rücken.



Burn Cover Blue

Art.-Nr. 2153

Wasserdichtes Hydrogelpflaster für kleinere Verbrennungen, auch für Schnitt- und Schürfwunden geeignet. Die Wundauflage haftet nicht an der Wunde.

Vor der Versorgung mind. 20 Minuten kühlen – mit Cederroth Burn Gel oder lauwarmem Wasser.

Nicht für große und schwere Brandwunden, infizierte oder blutende Wunden.




Burn Gel 100 ml

Art.-Nr. 2145

Gel auf Wasserbasis für kleinere Verbrennungen, Verbrühungen und Sonnenbrand. Fungiert als vorübergehende, schützende Barriere, die die Haut kühlt und beruhigt und damit den Schmerz lindert. Einfach aufzutragen (Gel in Sprühflasche), mehrfach verwendbar. Enthält Konservierungsmittel.

Unmittelbar nach einer Verbrennung auf die betroffene Stelle auftragen. Die Verbrennung 15-20 Minuten kühlen.

Starke Blutungen stoppen



Cederroth 4-in-1 Blutstiller

Art.-Nr. 2154

Vier Funktionen in einem Verband: sterile Wundauflage, Druckpolster, elastische Binde und Fixierung. Bei einer stark blutenden Schnittwunde muss niemand mehr Material zusammensuchen oder wissen, wie ein Druckverband gewickelt wird.

- 01 Verpackung mit einer Hand aufreißen.
- 02 Auflage direkt auf die Wunde legen.
- 03 Binde straff umwickeln, Ende haftet von selbst.

Auch als **Mini**-Ausführung für Finger und kleine Wunden.



Soft Foam Bandage

Art.-Nr. 2044

2 m × 6 cm, wasserfest, klebstofffrei. Selbsthaftender Schnellverband für kleinere Wunden an Fingern, Händen, Armen und Beinen – haftet nur an sich selbst, nicht an Haut oder Haaren, und sitzt auch bei Kälte, Hitze und Trockenheit.



Momentverband

Art.-Nr. 1007 / 2016

Steril, für größere Wunden am Arbeitsplatz.

Sicherheit für die Augen

Bei Säure- und Laugenspritzern entscheidet die Geschwindigkeit der pH-Neutralisierung. Cederroths gepufferte Augenspüllösung neutralisiert schneller als Kochsalzlösung.



Eye Wash Station

Art.-Nr. 2144

Zwei Flaschen, die sich beim Herausdrehen automatisch öffnen und eine sofortige, eineinhalbminütige Spülung garantieren. Mit integriertem, diebstahlgeschütztem Salvequick Pflasterspender.



Eye Wash Cabinet

Art.-Nr. 2148

Kompakter, staubgeschützter Wandhalter aus über 64 % Recycling-Kunststoff mit zwei Flaschen gepufferter Lösung.



Eye Wash 500 ml

Art.-Nr. 2149

Cederroth Nachfüllflasche, gepuffert. Passend für Station und Cabinet.

Geschlossene Augenspülstationen

Eine Wandstation hält die Spülflaschen staubfrei und sofort greifbar. Zwei Bauarten decken unterschiedliche Anforderungen ab: die grüne Box bleibt an der Wand, die schwarze nimmt man mit zum Verletzten.



GRÜN · POLYSTYROL

Plum Green Box

Art.-Nr. 2061

Wird nahe am Arbeitsplatz montiert und ist im Notfall schnell zugänglich. Das Soft-Close-System öffnet und schließt sanft und schützt den Inhalt vor Staub und Schmutz. Geformte Halter nehmen alle Flaschen bis 500 ml auf, mit MONO und DUO Augenaufsatz. Polystyrol ist leicht, isolierend und braucht weniger Kunststoff als eine Vollkunststoff-Lösung.



SCHWARZ · TRAGBAR

Plum iBox

Art.-Nr. 2064

Die staubdichte Box lässt sich schnell von der Wand nehmen, sodass die Flaschen direkt zum Verletzten gebracht werden können. Plum iBox verbindet die wesentlichen Eigenschaften in einem modernen Design und ist aus festem, langlebigem Material gebaut. Ein klares Sichtfenster zeigt den Zustand der Flaschen und das Verfallsdatum auf einen Blick.

KÄLTE AM ARBEITSPLATZ

Unbeheizt oder beheizt

Vorsorge muss am Arbeitsplatz vorhanden und leicht zugänglich sein – auch bei kalter Witterung. Für Außenbereiche und unbeheizte Hallen gibt es die Wandstation daher mit Heizelement.



UNBEHEIZT

Plum Green Box

Art.-Nr. 2061

Die Standardlösung für Innenräume und temperierte Hallen. Polystyrol isoliert und schützt den Inhalt vor Staub und Schmutz.



BEHEIZT

Plum Green Plug & Heat Box

Art.-Nr. 2062

Staubgeschützte Wandstation aus schlagfestem Polystyrol. Ein Heizelement bringt die Spüllösung auf eine angenehme Spültemperatur.

Zwei fertige Sets

Rückgrat der gesamten QuickSafe-Serie ist Plums Spüllösung für Augen und Wunden. Beide Sets kommen einsatzbereit – das Solo kompakt, das Basic mit frei wählbaren oberen Fächern.



KOMPAKT

QuickSafe® Solo

Art.-Nr. 2065

Kompakte, benutzerfreundliche Erste-Hilfe-Station für schnelle und effiziente Versorgung. Hervorragende Sichtbarkeit, staubdichte Hygiene und anpassbarer Inhalt. Die 45 elastischen Textilpflaster passen sich den Bewegungen der Haut an, sind hautfreundlich und atmungsaktiv – einzeln verpackt und mit einer Hand anwendbar.



Frei bestückbar

QuickSafe® Basic

Art.-Nr. 2066

Die wichtigsten Produkte sind enthalten, die oberen Fächer wählen Sie selbst – volle Flexibilität. Geliefert mit pH Neutral 4,9 % Phosphat, 0,9 % Natriumchlorid, Ampullen und Pflastern. Den Rest richten Sie nach den Anforderungen Ihres Betriebs ein.

UNTERWEGS

Mobil im Einsatz



AMPULLEN · 5 × 20 ML

Plum QuickRinse

Art.-Nr. 2067

Sterile Augen- und Wundspülung für kleinere Unfälle – spült Staub, Schmutz und Fremdkörper aus. Der Vorteil liegt in der Handlichkeit: Es wird nur ein kleiner Einwegbehälter geöffnet statt einer größeren Flasche. Einzeln verwendbar oder zum Nachfüllen der Plum QuickSafe, QuickFix & Rinse und QuickRinse Spender.



ZUBEHÖR

Plum Extreme Cold Bag

Art.-Nr. 2068

Die Tasche gibt der Plum Green Plug & Heat Box zusätzlichen Wärmeschutz. Damit eignet sie sich für mobile Arbeitsplätze – das Heizelement wird einfach im Fahrzeug eingesteckt und hält die Flaschen auf angenehmer Spültemperatur. Die Tasche wird leer geliefert, die Plug & Heat Box ist optionales Zubehör.

Plum QuickSafe Solo

Plum QuickSafe® Solo – eine kompakte, benutzerfreundliche Erste-Hilfe-Station mit Wund- und Augenspülung und Pflasternachfüllung für schnelle, einfache Hilfe. Hervorragende Sichtbarkeit, staubdichte Hygiene und anpassbarer Inhalt machen ihn zu einem Muss für jeden Arbeitsplatz.



Art.-Nr. 2065

Plum QuickSafe® Solo – eine gute Wahl für die Erste Hilfe.

PLUM WOUND AND EYEWASH 0,9 % SODIUM CHLORIDE

Art.-Nr. 2069 / 2070

Diese Wund- und Augenspülung ist eine sterile 0,9-% Natriumchloridlösung, die Beschwerden lindert und Folgekomplikationen vorbeugt, die durch Fremdkörper in Wunden oder Augen verursacht werden. Der ergonomische DUO Augenaufsatz ermöglicht das gleichzeitige Spülen beider Augen.



Plum QuickFix Nachfüllungen, je 45 Pflaster

Water Resistant

Detectable

Elastic

Black

XRay

Blood Stopper

Aloe Vera

Plum QuickFix Pflasterspender

Plum QuickFix bietet Ihnen schnelle Erste Hilfe bei kleineren Schnittverletzungen. Unser Sortiment an Plum QuickFix Pflasterspendern umfasst zwei Spendertypen in unterschiedlichen Designs. Sie wurden für verschiedene Arbeitsbereiche entwickelt.



QuickFix

Art.-Nr. 2071

Der Spender für den Pflasternachschub am Arbeitsplatz.



QuickFix and Rinse

Art.-Nr. 2073

Pflaster und Wund- und Augenspülung in einer Einheit an der Wand.

Gehörschutz, Splitter, Bergung



Gehörschutzspender

An der Hallentür montiert, greift jeder beim Betreten zu. Als Nachfüllungen (je 400 Stück) bieten wir Laser Lite SNR 35dB und Bilsom 303 SNR 33dB an.



Laser Lite

SNR 35 dB · [Art.-Nr. 2058](#)



Bilsom 303

SNR 33 dB · [Art.-Nr. 2112](#)



Splitter und Späne

[Art.-Nr. 1017](#)

Splitterpinzette 8 cm rostfrei. Diese muss in jedem Erste-Hilfe-Koffer enthalten sein. Ist der Splitter entfernt, muss zur Wunddesinfektion gegriffen werden.



Krankentrage

Für den Abtransport aus Bereichen, die kein Rettungswagen erreicht.



Schleifkorbtrage

Secour Comfort mit vier Patientengurten und Fußstütze – Silo, Schacht, Höhenrettung.

Für Lagerstätten und weitläufige Hallen empfehlen wir mehrere kleine Erste-Hilfe-Zusatzstationen mit auf das Gewerk abgestimmten Zusatzprodukten – zusätzlich zu den vorgeschriebenen ÖNORM-Koffern.

GASTRONOMIE UND HOTELLERIE

Hygiene ist hier das oberste Gebot. Jedes Pflaster, das in der Küche getragen wird, muss auffindbar sein, wenn es sich löst und jede Verbrühung muss in Sekunden versorgt werden.



Cederroth Augenspülstation

Cederroth Augendusche – nachweislich wirksamer als Kochsalzlösung bei Alkali- und Säurespritzern.

Reinigungskonzentrate für Geschirrspüler und Fritteusen sind stark alkalisch. Ein Spritzer ins Auge ist in der Großküche kein seltener Zwischenfall – und Wasser aus dem Handwaschbecken ist dann die schlechtere Antwort.

Die Cederroth Augenspülstation bietet durch ihre gepufferte Lösung eine schnellere pH-Wert-Neutralisierung bei Alkali- und Säurespritzern als herkömmliche Kochsalzlösung und garantiert mit zwei sich automatisch öffnenden Flaschen eine sofortige, eineinhalbminütige Spülung.

Die Augenspülstation ist auf schnelle Hilfe ausgelegt. Die Station bietet Platz für 2 Flaschen, die sich bei der Entnahme aus der Wandhalterung öffnen. Die Flaschen sind darauf ausgelegt, das Auge ca. eineinhalb Minuten mit kontinuierlich starkem Spülstrahl zu spülen. Die Produkte sind 4,5 Jahre haltbar.

Gepufferte Lösung, mit der die Chance auf Rettung der Augen höher ist. Unsere Augenspüllösung gleicht den pH-Wert im Auge aus, d. h. sie neutralisiert Alkali- und Säurespritzer. Dabei wirkt sie schneller als herkömmliche Kochsalzlösung. Die Wirkung ist bei Alkalien generell stärker als bei Säuren.

Mit dem Salvequick Pflasterspender sind die Pflaster immer zur Hand und einsatzbereit. In unserem Salvequick Pflasterspender werden die Pflaster nach unten herausgezogen. Die Nachfüll-Einsätze sind arretiert. Hierdurch wird Schwund vermieden. Mit dem Platz für Produkte nach eigener Wahl kann der Inhalt an den spezifischen Bedarf jedes Arbeitsplatzes angepasst werden.



Standort

Nahe Spülküche und Chemikalienlager, in Blickhöhe, mit Tafel gekennzeichnet.

Nachfüllen

Eye Wash 500 ml als Ersatzflasche, Verfallsdatum wird bei jeder Kontrolle geprüft.

Alternative

Eye Wash Cabinet für kleinere Betriebe und zusätzliche Standorte.

Art.-Nr. 2144



Plum Augenspülstation · Art.-Nr. 2061

Plum Augenspülstation

Für Werkstätten und Produktionsbereiche mit Kontakt zu Chemikalien, Stäuben und Metallspänen: eine robuste Wandstation, die sofortige Spülung ohne Vorbereitung ermöglicht.

Die Plum Augenspülstation kombiniert zwei Flaschen isotonischer Spüllösung mit einer robusten Wandhalterung. Beim Herausnehmen öffnet sich die Flasche automatisch – kein zusätzlicher Handgriff im Ernstfall.

Sofort einsatzbereit – Flaschen öffnen sich automatisch beim Herausziehen.

Robust – für den Einsatz an Werkbank und Maschine ausgelegt.

Gut sichtbar – auffällige Wandhalterung, von Weitem erkennbar.



● **pH Neutral, 200 ml** Art.-Nr. 2103

Blaue Flasche. Gepufferte Lösung für Säure- und Laugenspritzer – neutralisiert den pH-Wert schneller als Kochsalzlösung.



● **Sodium Chlorid, 500 ml** Art.-Nr. 2123

Grüne Flasche. Isotonische Kochsalzlösung zum Ausspülen von Staub, Spänen und Fremdkörpern.

Detektierbar und blau

Blau kommt in Lebensmitteln kaum vor – ein gelöstes Pflaster fällt sofort auf. Der eingearbeitete Metallfaden macht es zusätzlich für Metalldetektoren erkennbar. Damit erfüllen Sie die HACCP-Anforderung an Fremdkörperkontrolle.



Spender mit blauen Refills

Art.-Nr. 2090

Versorgt Verletzungen schnell und erfüllt gleichzeitig die strengen HACCP-Standards. Refills mit 35 Pflastern sowie 39 Fingerverbänden.



Pflasterset blau

Art.-Nr. 2129

50-teilig, detektierbar



Salvequick Fingerverband blau

Art.-Nr. 2178

12 x 2 cm, 39 Stück



Wundschnellverband

Art.-Nr. 2126

Blau, detektierbar



Salvequick Pflasterstrips blau

Art.-Nr. 2128

7,2 x 1,9 cm, 7,2 x 2,5 cm, 35 Stück

In einem Hotel- oder Gastronomiebetrieb fallen unterschiedlichste Aufgaben an – vom Housekeeping bis zur Haustechnik. Ergänzen Sie den Spender in der Küche mit blauen Refills und den im Backoffice mit textilen und wasserfesten.

Verbrennungen in der Küche

Heißes Fett, Dampf aus dem Kombidämpfer, ein Griff an das Blech: Verbrühungen sind die typische Küchenverletzung. Die Versorgung muss am Posten stattfinden, nicht im Personalraum.

Jede Sekunde zählt

01 Sofort kühlen


So schnell wie möglich reagieren. Die erste Minute entscheidet darüber, wie tief die Hitze ins Gewebe eindringt.

02 Richtig reagieren

Burn Gel oder Gelkompresse auflegen, nicht mit Eis kühlen. Kleidung nicht von der Wunde ziehen, Blasen nicht öffnen.

03 Abdecken

Wunde steril abdecken und, wenn weitergearbeitet wird, vor Schmutz schützen. Bei großen Flächen Arzt hinzuziehen.



Kühlen mit 20-28 °C warmem Wasser, 15-20 Minuten. Danach steril abdecken.



Burn Gel, 100 ml

Art.-Nr. 2145

Als Spray in Sekunden aufgetragen. Kühlt sofort, bildet eine schmerzlindernde Schutzbarriere und ist mehrfach anwendbar.



Burn Cover Blue

Art.-Nr. 2153

Hydrogelpflaster in Blau – in der Küche doppelt richtig: kühlt die Verbrennung, verklebt nicht mit der Wunde und ist erkennbar, wenn es sich löst.



Burn Gel Dressing

Art.-Nr. 2147 / 2152

10 × 10 cm und 20 × 20 cm für größere Flächen.

Sprechen wir über Ihren Betrieb

Wir kommen vorbei, sehen uns Ihre Arbeitsplätze an und schlagen eine Ausstattung vor, die zur Norm und zu Ihrem Alltag passt. Prüfung und Nachfüllung übernehmen wir laufend.



TELEFON

+43 664 4127532



E-MAIL

office@tiro-med.com



ADRESSE

Joschweg 23, 9061 Wölfnitz



WEB

www.tiro-med.com

UNSERE PARTNER



Salvequick®

plum
Safety



Autorisierter Partner für Cederroth und Salvequick in Österreich. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.